

## Voorgevormde luier Popolini OneSize Organic (6-15 kilo)

Deze luier bestaat uit een broekje van bio-katoen, dat je vastzet met drukknopjes. De luier is eenvoudig te verkleinen, door aan de voorkant een flap om te slaan. Bij elke luier is een boosters geleverd voor extra absorptie.

1. Leg de luier neer, de gekleurde kant zit aan de achterkant. Klik de booster vast in de luier, of indien je de luier verkleind gebruikt, leg je de booster los op de luier. Voor een jongetje kun je de booster ook dubbelvouwen en aan de voorkant leggen.
2. Deze luier is op 3 manieren te gebruiken:
  - a. Op standaard grootte,
  - b. Verkleind: Vouw aan de buikkant de flap stof naar voren, dit deel van de luier is nu dubbelgevouwen.
  - c. Verlengt: Klik het verlengstuk op de drukkers voorop de luier. Sluit de luier op de drukkers op het verlengstuk (dit verlengstuk wordt niet standaard meegestuurd. Neem even contact op als je een setje nodig hebt).
3. Sluit de luier met de drukknopjes
4. Controleer of de luier aansluit bij de buik en rug. Je moet er twee vingers bij kunnen steken en lichte druk van de luier voelen.
5. Controleer of de luier aansluit rond de beentjes, niet te strak en niet te los. Je moet er een vinger tussen kunnen steken en lichte druk van het elastiek voelen.
6. Gebruik een inlegvel indien nodig/gewenst (zie handleiding inlegvellen)
7. Doe het overbroekje over de voorgevormde luier (zie handleiding Overbroekje PUL)

